

NH₃ 基準液

■特 長

- 1) アンモニア測定の精度管理用として2濃度を用意しました。
- 2) 使いやすい点眼瓶を使用しています。

■使用方法・安定性

- 1) 点眼ビンのキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
- 2) 保存時はしっかりと栓をして下さい。

■表示濃度

NH₃基準液25:アンモニア窒素50 μg/dL

NH₃基準液100:アンモニア窒素100 μg/dL

■使用上の注意

- 1) 開栓後はコンタミや乾燥、濃縮に注意して下さい。
- 2) アンモニアは揮発性物質であり、容易に空気中などから混入しますので、取り扱いに注意して下さい。
- 3) 使用するサンプルカップのアンモニア汚染に注意して下さい。

■包装・貯法・有効期間

製品コード	製品内容	包装形態	貯 法	有効期間
A225-70	NH ₃ 基準液50	5ml × 6	2～10℃	2カ年
A225-60	NH ₃ 基準液100	5ml × 6	2～10℃	2カ年
A225-65	NH ₃ 基準液50 NH ₃ 基準液100	5ml × 3 5ml × 3	2～10℃	2カ年



株式会社 セロテック

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

お問い合わせ先 企画開発室 E-mail: kikaku@serotec.co.jp

